


Anti-Trmt2A/Htf9C Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iz69

Artikelnummer: CM0030069



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes TRMT2A/HTF9C gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zur tRNA-Methylierung und RNA-Modifikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRMT2A/HTF9C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27037
Gen-ID	27037
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500 bis zum C-Terminus von humanem TRMT2A/HTF9C (NP_073564.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IZ69
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel