


Anti-Trmt2A/Htf9C Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iz69

Artikelnummer: CM0003676



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TRMT2A/HTF9C, eine tRNA/mRNA Methyltransferase. Validiert für WB und ELISA. Erkennt ein Band bei ~69 kDa. Geeignet für RNA-Modifikationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRMT2A/HTF9C Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
Spezies	Human
GenID	27037
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TRMT2A/HTF9C (Q8IZ69) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8IZ69
Protein-Gewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel