


Anti-Trmt2A/Htf9C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iz69

Artikelnummer: CM0023012



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches TRMT2A/HTF9C, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Zielgerichtet gegen eine tRNA(Uracil-5-)-Methyltransferase, die die Bildung von m5U54 in tRNAs und einigen mRNAs katalysiert. Geeignet für Studien zu RNA-Modifikationen und Genexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRMT2A/HTF9C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
Spezies	Mensch
Gen-ID	27037
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 des menschlichen TRMT2A/HTF9C (NP_073564.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8IZ69
Proteinmasse	69kDa
Versand	Eispackung