

Anti-Trmt2B Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gj1

Artikelnummer: CM0026584

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen TRMT2B, eine mitochondriale tRNA/rRNA-Methyltransferase, für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human und Ratte. Geeignet für die Erforschung mitochondrialer RNA-Modifikation und tRNA-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRMT2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CXorf34; dj341D10.3; TRMT2B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	79979
Gen-ID	79979
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-250 von humanem TRMT2B (NP_079193.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q96GJ1
Protein-Gewicht	56kDa
Versand	Eistasche