


Anti-Trmt6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9UJa5

Artikelnummer: CM0028510



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes TRMT6, die nicht-katalytische Untereinheit der tRNA m1A58-Methyltransferase, beteiligt auch an der mRNA N1-Methylierung. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRMT6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GCD10; CGI-09; Gcd10p; TRMT6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51605
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem TRMT6 (NP_057023.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UJA5
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel