


Anti-Trmt61A Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q96Fx7

Artikelnummer: CM0014838



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches TRMT61A (katalytische Untereinheit der tRNA-Methyltransferase), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu tRNA-Modifikation und mRNA-Methylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRMT61A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172; TRMT61A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	115708
Gen-ID	115708
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-289 des menschlichen TRMT61A (NP_689520.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96FX7
Proteinmasse	31 kDa
Versand	Eisbeutel