


Anti-Trmt61A Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q96Fx7

Artikelnummer: CM0004217



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TRMT61A. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu tRNA-Modifikation und mRNA-Methylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRMT61A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	115708
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-289 von humanem TRMT61A (NP_689520.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96FX7
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel