

Anti-Trmt61B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bvs5

Artikelnummer: CM0026029



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TRMT61B, eine wichtige mitochondriale tRNA/rRNA-Methyltransferase. Geeignet für Anwendungen in WB und ELISA. Nützlich für die Erforschung der mitochondrialen Biologie und RNA-Modifikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRMT61B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRMT61B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	55006
GeneID	55006
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-250 des humanen TRMT61B (NP_060380.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BVS5
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel