


Anti-Trnau1Ap-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nx07

Artikelnummer: CM0018580



Einführung

TRNAU1AP-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches TRNAU1AP, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Das Zielprotein ist ein Schlüsselfaktor beim Einbau von Selenocystein in Selenoproteine und eignet sich für die Erforschung der Selenoproteinsynthese und tRNA-Modifikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRNAU1AP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SECP43; PRO1902; TRSPAP1; TRNAU1AP
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54952
Gen-ID	54952
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz umfasst, die den Aminosäuren 1-287 des menschlichen TRNAU1AP (NP_060316.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NX07
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Kühlbeutel