

Polyklonaler Anti-Trnt1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Q11

Artikelnummer: CM0021787



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen TRNT1, eine mitochondriale CCA-tRNA-Nukleotidyltransferase. Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zur tRNA-Prozessierung und zu mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	TRNT1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CCA1; RPEM; SIFD; MtCCA; CGI-47; TRNT1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51095
Gen-ID	51095
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 135-434 des menschlichen TRNT1 (NP_886552.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96Q11
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Ice-Pack