

Anti-Trop-2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P09758

Artikelnummer: CM0011032



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-anti-menschlicher TROP-2-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt den tumorassoziierten Kalziumsignaltransducer 2 (TACSTD2/GA733-1) in menschlichen Proben. Konjugiert mit . Ideal für die Forschung zu Plazenta- und Pankreaskarzinomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen-anti-menschlicher TROP-2 mAk
Bemerkungen/Aliase	TACSTD2; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; M1S1; TROP2; tumorassoziiertes Kalziumsignaltransducer 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4070
Gen-ID	4070
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-274 von menschlichem TROP-2 (NP_002344.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09758
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel