

Anti-Trop-2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P09758

Artikelnummer: CM0029748



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TROP-2 (TACSTD2) gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Forschung zu tumorassoziiertem Kalzium-Signaltransduktion und Wachstumsfaktor-Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TROP-2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
Spezies	Mensch
GenID	4070
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-270 von humanem TROP-2 (NP_002344.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09758
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel