

## Anti-Trop-2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P09758

Artikelnummer: CM0007518



### Einführung

Anti-TROP-2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, FC und ELISA. Zielt auf humanes TROP-2 (SWISS: P09758), einen tumorassoziierten Kalzium-Signaltransduktor. Ideal für Krebsforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TROP-2 Kaninchen mAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                      |
| GeneID (Mensch)   | 4070                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-274 von humanem TROP-2 enthält (NP_002344.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                      |
| SWISS             | P09758                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 36 kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |