

Anti-Tropomyosin 1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09493

Artikelnummer: CM0014481



Einführung

CamelBio bietet einen kaninchenpolyklonalen Antikörper gegen humanes Tropomyosin 1 (TPM1) an, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt ein 33 kDa Protein; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zum Zytoskelett und zur Muskelkontraktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Tropomyosin 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMH3; TMSA; CMD1Y; LVNC9; C15orf13; HEL-S-265; HTM-alpha; Tropomyosin 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7168
GenID	7168
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-245 von humanem Tropomyosin 1 (NP_001018008.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P09493
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel