


Anti-Tropomyosin 1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P09493

Artikelnummer: CM0005540



Einführung

Tropomyosin 1 Kaninchen mAb für WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der Aktin-Bindung, der Regulation der Muskelkontraktion und der Zytoskelett-Stabilisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tropomyosin 1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CMH3; TMSA; CMD1Y; LVNC9; C15orf13; HEL-S-265; HTM-alpha; Tropomyosin 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7168
Gen-ID	7168
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 185-284 von humanem Tropomyosin 1 (P09493) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P09493
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eistüte