

Anti-Troponin I1/Tni1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19237

Artikelnummer: CM0007880

Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Troponin I1 (langsame Skelettmuskulatur) gerichtet ist, für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für die Skelettmuskelforschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Troponin I1/Tni1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TNNI1; SSTNI; Troponin I1/Tni1
Spezies	Mensch
GenID	7135
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-187 von menschlichem Troponin I1/Tni1 (P19237) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P19237
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel