

Anti-Troponin I2 (Tnni2) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P48788

Artikelnummer: CM0008829



Einführung

CamelBio bietet einen monoklonalen Kaninchen-Antikörper gegen Troponin I2 (TNNI2) an, der für WB, IF-P und ELISA validiert ist. Erkennt Troponin I der schnellen Skelettmuskulatur bei Mensch, Maus und Ratte. 21 kDa. Ideal für die Forschung zur Muskelkontraktion und Myopathie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Troponin I2 (TNNI2) Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	DA2B, FSSV, DA2B1, fsTnl, AMCD2B, Troponin I2 (TNNI2)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7136
GeneID	7136
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 83-182 des menschlichen Troponin I2 (TNNI2) (P48788) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P48788
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel