

Anti-Trove2/Ssa2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P10155

Artikelnummer: CM0031034

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TROVE2/SSA2 (Ro60-Autoantigen), validiert für WB und ELISA in Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Autoimmunerkrankungen und RNA-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TROVE2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SSA2; RORNP; TROVE2
Spezies	Human
GeneID (Human)	6738
GeneID	6738
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem TROVE2 (NP_004591.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10155
Protein-Gewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel