

Anti-Troy/Tnfrsf19 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ns68

Artikelnummer: CM0002139

Einführung

Anti-TROY/TNFRSF19 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem TROY-Protein (~46 kDa). Ideal für die Apoptose- und NF-kappa-B-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TROY/TNFRSF19 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TAJ; TROY; TRADE; TAJ-alpha; TROY/TNFRSF19
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 100-200 von humanem TROY/TNFRSF19 (Q9NS68) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NS68
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel