


Anti-Trpa1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O75762

Artikelnummer: CM0028021



Einführung

TRPA1 Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches TRPA1 gerichtet ist und für WB, IF-P, IHC-P und ELISA geeignet ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für Schmerz- und sensorische Transduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPA1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FEPS; p120; FEPS1; ANKTM1; TRPA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8989
GenID	8989
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 900-1000 von menschlichem TRPA1 (NP_015628.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75762
Proteingewicht	128 kDa
Versand	Eisbeutel