


## Anti-Trpc1-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P48995

Artikelnummer: CM0013687



### Einführung

Kaninchen-Anti-TRPC1-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem TRPC1, einem rezeptoraktivierten Calciumkanal. Ideal für Ionenkanalforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TRPC1 Kaninchen pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | TRP1; HTRP-1; TRPC1                                                                                                          |
| Spezies           | Human                                                                                                                        |
| GeneID (Human)    | 7220                                                                                                                         |
| GeneID            | 7220                                                                                                                         |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 des humanen TRPC1 (NP_001238774.1) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                                  |
| SWISS             | P48995                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 91kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |