


Anti-Trpc1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - P48995

Artikelnummer: CM0008349



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Anti-TRPC1-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges TRPC1 (~88/91 kDa). Ideal für Studien zu Ionenkanälen und Kalziumsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPC1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	TRP1; HTRP-1; TRPC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7220
Gen-ID	7220
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von menschlichem TRPC1 (P48995) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48995
Proteingewicht	88kDa/91kDa
Versand	Eisbeutel