


Anti-Trpc3 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13507

Artikelnummer: CM0028605



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes TRPC3 (TRP3, SCA41), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Das Target ist ein Kalziumkanal, der an der neuronalen Signalübertragung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRP3, SCA41, TRPC3
Spezies	Mensch
GenID	7222
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem TRPC3 (NP_001124170.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13507
Proteingewicht	106 kDa
Versand	Eisbeutel