


Anti-Trpc4 Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q9Ubn4

Artikelnummer: CM0027104



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TRPC4. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanen und Maus-Proben. Geeignet für die Forschung an Calciumkanälen und Endothelzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPC4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	TRP4; HTRP4; HTRP-4; TRPC4
Spezies	Human
GeneID (human)	7223
GeneID	7223
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 768-977 des humanen TRPC4 (NP_057263.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UBN4
Proteingewicht	112 kDa
Versand	Eisbeutel