


Anti-Trpc5 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI62

Artikelnummer: CM0013734



Einführung

Affinitätsgereinigtes kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes TRPC5, validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung von Kalziumkanälen und neuronaler Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPC5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TRP5; PPP1R159; TRPC5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7224
GenID	7224
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-900 von humanem TRPC5 (NP_036603.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UL62
Proteinmasse	111 kDa
Versand	Eispackung