


Anti-Trpc6-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y210

Artikelnummer: CM0030032



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TRPC6, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist ein calciumpermeabler Kationenkanal, der für die Gq-gekoppelte Signalübertragung und die Podozyten-Homöostase entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TRPC6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRP6; FSGS2; TRPC6
Spezies	Human
GeneID (Human)	7225
GeneID	7225
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 466-565 des humanen TRPC6 (NP_004612.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y210
Proteingewicht	106 kDa
Versand	Eistasche