

Anti-Trpm1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7Z4N2

Artikelnummer: CM0023075

Einführung

TRPM1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem TRPM1, einem Kationenkanal, der an der retinalen Fotoantwort und der möglichen Suppression von Metastasen beteiligt ist. Ideal für die Seh- und Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MLSN1; CSNB1C; LTRPC1; TRPM1
Spezies	Mensch (Human)
Gen-ID	4308
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1460-1540 von humanem TRPM1 (NP_002411.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch (Human)
SWISS	Q7Z4N2
Protein-Gewicht	182 kDa
Versand	Eisbeutel