


Anti-Trpm2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - O94759

Artikelnummer: CM0025537



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-TRPM2-Antikörper, validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF-P) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-TRPM2. Geeignet für die Untersuchung von Ionenkanälen, oxidativem Stress und Kalzium-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TRPM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KNP3; EREG1; TRPC7; LTRPC2; NUDT9H; LTrpC-2; NUDT9L1; TRPM2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7226
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1204-1503 von menschlichem TRPM2 (NP_003298.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O94759
Proteingewicht	171kDa
Versand	Eisbeutel