


Anti-Trpm4 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Td43

Artikelnummer: CM0008700



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TRPM4, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Funktion kalziumaktivierter Kationenkanäle in der kardiovaskulären, neuronalen und immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPM4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54795
Gen-ID	54795
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1097-1214 von humanem TRPM4 (NP_060106.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TD43
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel