


Anti-Trpm4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Td43

Artikelnummer: CM0015822



Einführung

TRPM4-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges TRPM4, einen kalziumaktivierten Kationenkanal, der an Herz- und Immunfunktionen beteiligt ist. Geeignet für Ionenkanalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPM4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4; TRPM4
Spezies	Mensch
Gen-ID	54795
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von menschlichem TRPM4 (NP_060106.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TD43
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel