


## Anti-Trpm8 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z2W7

Artikelnummer: CM0008943



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TRPM8 (Q7Z2W7). Validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Erforschung von kältesensitiven Ionenkanälen bei Prostatakrebs und anderen Tumoren.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter               | Wert                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname             | TRPM8 Kaninchen mAb                                                                                                   |
| Bemerkungen/Aliase      | TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8                                                                                 |
| Spezies                 | Mensch                                                                                                                |
| Gen-ID (Mensch)         | 79054                                                                                                                 |
| Gen-ID                  | 79054                                                                                                                 |
| Immunogen               | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 900-1000 von humanem TRPM8 (Q7Z2W7) entspricht. |
| Quelle                  | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie               | Monoklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung               | WB, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität        | Mensch                                                                                                                |
| SWISS                   | Q7Z2W7                                                                                                                |
| Proteinmolekulargewicht | 128 kDa                                                                                                               |
| Versand                 | Eisbeutel                                                                                                             |