


Anti-Trpm8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z2W7

Artikelnummer: CM0029724



Einführung

Hochwertiger TRPM8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches TRPM8, einen Kältesensor-Ionenkanal, der eine Rolle bei der Thermorezeption und Prostatakrebs spielt. Ideal für Forschung und Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPM8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79054
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 980-1104 von menschlichem TRPM8 (NP_076985.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q7Z2W7
Proteingewicht	128kDa
Versand	Eisbeutel