


Anti-Trpm8 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z2W7

Artikelnummer: CM0016752



Einführung

TRPM8 Rabbit pAb ist ein polyclonaler Antikörper, der in Kaninchen gegen ein rekombinantes Protein des menschlichen TRPM8 generiert wurde. Validiert für Western Blot und ELISA, reagiert er kreuzreaktiv mit humanem und murinem TRPM8 (128 kDa). Ideal für die Kältesensorik- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPM8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	79054
GeneID	79054
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 880-960 des menschlichen TRPM8 (NP_076985.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7Z2W7
Proteinmasse	128 kDa
Versand	Eisbeutel