


Anti-Trpv1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ner1

Artikelnummer: CM0029966



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen TRPV1 (Capsaicin-Rezeptor, VR1) für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Schmerzwahrnehmung, Thermosensation und Ionenkanal-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPV1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VR1; TRPV1
Spezies	Mensch
GeneID	7442 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 725-839 von menschlichem TRPV1 (NP_061197.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NER1
Proteinmasse	95 kDa
Versand	Eisbeutel