


Monoklonaler Anti-Trpv1-Kaninchenantikörper Für Wb, Elisa - Q8Ner1

Artikelnummer: CM0007184



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TRPV1, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Schmerz- und sensorische neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPV1-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	VR1; TRPV1
Art	Mensch
Gen-ID	7442
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 725-839 des humanen TRPV1 (NP_542435.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8NER1
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Kühlakku