


Anti-Trpv3-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q8Net8

Artikelnummer: CM0028200



Einführung

TRPV3 Rabbit pAb zielt auf humanes TRPV3 (SWISS: Q8NET8) ab, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Forschung zu Thermosensation, Ionenkanälen und Dermatologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPV3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OLMS; VRL3; OLMS1; FNEPPK2; TRPV3
Spezies	Human
Gen-ID	162514
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 des humanen TRPV3 (NP_659505.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8NET8
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel