


Anti-Trpv4-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hba0

Artikelnummer: CM0027152



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes TRPV4, hergestellt unter Verwendung eines synthetischen Peptids aus der C-terminalen Region. Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen; validiert für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPV4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMAL; VRL2; BCM3; CMT2C; SPSMA; TRP12; VROAC; HMSN2C; OTRPC4; SSQTL1; TRPV4
Spezies	Mensch
Gen-ID	59341
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-871 von humanem TRPV4 (NP_067638.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HBA0
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel