

Anti-Trpv5-Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqa5

Artikelnummer: CM0025872



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TRPV5 (CAT2/ECAC1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Calciumtransport- und Nierenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPV5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAT2; ECAC1; OTRPC3; TRPV5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	56302
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 655-725 von humanem TRPV5 (NP_062815.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQA5
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel