


Anti-Trrap Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4A5

Artikelnummer: CM0019854



Einführung

TRRAP Kaninchen polyklonaler Antikörper (Q9Y4A5) validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, Ratten-TRRAP (~438 kDa). Wesentlich für die Chromatin-Remodellierung- und MYC-Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRRAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Tra1; TR-AP; DEDDFA; DFNA75; PAF400; STAF40; PAF350/400; TRRAP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8295
GenID	8295
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 3660-3859 von TRRAP (NP_001231509.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9Y4A5
Proteingewicht	438kDa
Versand	Eisbeutel