

Anti-Trβ1/Thrb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10828

Artikelnummer: CM0020158



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den humanen Schilddrüsenhormonrezeptor Beta (TRβ1, THRB) für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an nukleären Rezeptoren und für Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRβ1/THRB Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TRb; GRTH; PRTH; THR1; ERBA2; NR1A2; THRB1; THRB2; TRbeta; THRBeta; TRbeta1; C-ERBA-2; THRBeta1; Thrbeta2; C-ERBA-BETA; TRβ1/THRB
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7068
GeneID	7068
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-263 des humanen TRβ1/THRB (NP_000452.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10828
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel