


Anti-Trβ1/Thrb Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P10828

Artikelnummer: CM0004632



Einführung

Hochspezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Schilddrüsenhormon-Rezeptor beta (TRβ1/THRB, P10828) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA, ideal für die Forschung an Kernrezeptor-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRβ1/THRB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TRb; GRTH; PRTH; THR1; ERBA2; NR1A2; THRB1; THRB2; TRbeta; THRbeta; TRbeta1; C-ERBA-2; THRbeta1; Thrbeta2; C-ERBA-BETA; TRβ1/THRB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7068
Gen-ID	7068
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10828
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel