


Anti-Trypsin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P07477

Artikelnummer: CM0011836



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Trypsin (PRSS1), validiert für Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt menschliches Trypsin; ideal für die Forschung an Verdauungsenzymen und Proteasen. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein (aa 24-247).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Trypsin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5644
GenID	5644
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-247 von menschlichem PRSS1 (NP_002760.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07477
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel