

Anti-Tryptophanyl-Trna-Synthetase 1 Monoklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - P23381

Artikelnummer: CM0011247



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Tryptophanyl-tRNA-Synthetase 1 (WARS1). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Translation und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tryptophanyl-tRNA-Synthetase 1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA-Synthetase 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7453
Gen-ID	7453
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein enthaltend die Aminosäuren 3-98 von humanem Tryptophanyl-tRNA-Synthetase 1 (P23381)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23381
Proteinmasse	53 kDa
Versand	Eisbeutel