

Anti-Tryptophanyl-Trna-Synthetase 1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23381

Artikelnummer: CM0029005



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes Tryptophanyl-tRNA-Synthetase 1 (TrpRS/WARS). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Proteintranslation und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tryptophanyl-tRNA-Synthetase 1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA-Synthetase 1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7453
GeneID	7453
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 des menschlichen Tryptophanyl-tRNA-Synthetase 1 (NP_776049.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23381
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel