

Anti-Tryptophanyl-Trna-Synthetase 1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P23381

Artikelnummer: CM0007232



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, der gegen menschliches Tryptophanyl-tRNA-Synthetase 1 (WARS1) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ideal für Forschung zu Proteinsynthese, Angiogenese und Interferon-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tryptophanyl-tRNA-Synthetase 1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA synthetase 1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7453
GeneID	7453
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 372-471 von menschlichem Tryptophanyl-tRNA-Synthetase 1 entspricht (P23381)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P23381
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eispackung