


Anti-Tsc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92574

Artikelnummer: CM0014066



Einführung

Kaninchen polyklonaler Anti-TSC1 (Hamartin) Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die mTOR-Signalweg-Forschung und die Analyse von Tumorsuppressoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LAM; TSC; TSC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7248
GenID	7248
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von menschlichem TSC1 (NP_000359.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92574
Proteingewicht	130kDa
Versand	Eisbeutel