


Anti-Tsc2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P49815

Artikelnummer: CM0021027



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den mTORC1-Regulator Tuberin (TSC2), validiert für IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Nährstoffsensorik, Zellwachstum und dem tuberösen Sklerose-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSC2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LAM, TSC4, PPP1R160, TSC2
Spezies	Human
GeneID (Human)	7249
GeneID	7249
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 1531-1807 von TSC2 (NP_000539.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49815
Proteingewicht	201kDa
Versand	Eisbeutel