


Anti-Tsc2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49815

Artikelnummer: CM0015183



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes TSC2 (Tuberin) gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Erkennt TSC2 in humanen, murinen und rattigen Proben; geeignet für mTORC1-Signalweg- und Tuberöse-Sklerose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSC2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
Spezies	Human
GenID (Human)	7249
GenID	7249
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1160-1255 von humanem TSC2 (NP_000539.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49815
Proteingewicht	201kDa
Versand	Eisbeutel