


Anti-Tsc2 (Tuberin) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P49815

Artikelnummer: CM0003082



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes TSC2 (Tuberin). Validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Reagiert mit Human. MG ~201 kDa. Geeignet für Forschung zur mTOR/TSC-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSC2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7249
GenID	7249
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1700-1807 von humanem Tuberin (P49815) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49815
Proteingewicht	201 kDa
Versand	Eisbeutel