

Anti-Tsc22D3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99576

Artikelnummer: CM0029722

Einführung

Hochwertiger, kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes TSC22D3 (GILZ, DSIPI). Getestet in WB und ELISA. Ideal für die Erforschung von Apoptose, Entzündung und Glukokortikoid-Signalgebung. Zuverlässig für die Entwicklung von IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSC22D3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	1831
GeneID	1831
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 58-134 von humanem TSC22D3 (NP_004080.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99576
Proteingewicht	15kDa
Versand	Kühltasche